



DAILY WEAR
(FREQUENT REPLACEMENT)
AND EXTENDED WEAR

PATIENT INSTRUCTION GUIDE

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE
2797

This patient instruction guide refers to the following ACUVUE® Brand Contact Lenses which are individually listed in **Table 1** below and are referenced as such unless stated otherwise.

Table 1	Intended use and wear schedule			
Lens type and Brand name	Daily wear (Frequent replacement)	Extended wear	Material	Packaging solution
ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – Visibility Tinted with UV-Blocker				
ACUVUE® 2 Brand Contact Lenses	●	●	etafilcon A	①
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS	③ ●	●	senofilcon A	②
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses	③ ●		senofilcon C	②
ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™	③ ④ ●		senofilcon A	②
ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM – Visibility Tinted with UV-Blocker				
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS	③ ●	●	senofilcon A	②
ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA – Visibility Tinted with UV-Blocker				
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS	③ ●	●	senofilcon A	②

Packaging solution

- ① Borate buffered saline. ② Borate buffered saline with methyl ether cellulose.

Material content

- ③ Lens material contains silicone and meets Class 1 UV-absorbing standards with transmissibility of less than 1% UVB (280-315nm) and 10% UVA (316-380nm) radiation. All other ACUVUE® products meet Class 2 UV-absorbing standards with transmissibility of less than 5% UVB and 50% UVA radiation.
- ④ Lens material contains a photochromic¹ additive which dynamically absorbs visible light in the range from 380 nm to 780 nm to a minimum 84% transmittance in the inactivated (closed) state and to a minimum of 23% transmittance in the activated (open) state dependent on the lens thickness and the level of absorbed UV and high energy visible (HEV) radiation.

The following symbols may appear on the labels or cartons of your ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Caution, Consult instructions for use	MID / M	"Medium" near ADD
	Manufacturer	HGH / H	"High" near ADD
	Date of manufacture		Quality System certification symbol
	Use by date (Expiration Date)		UV-blocking
	Batch code		UV-blocking
	Sterilized using steam heat		Fee paid for waste management
DIA	Diameter		CAUTION: US federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner
BC	Base curve		Lens orientation correct
D	Dioptre (lens power)		Lens orientation incorrect (lens inside out)
CYL	Cylinder power		"Identification mark" for paper containers and wrapping
AXIS	Axis		"Identification mark" for composite materials
1-MONTH	1-Month replacement		Store away from direct sunlight
	Authorised Representative in the European Community		
	Do not use if package is damaged		
MAX ADD	Highest near addition that can be corrected		
LOW / L	"Low" near ADD		

¹Photochromic is defined as a reversible change in color or shade when exposed to specific types of light of sufficient intensity. In the absence of activating light, the color returns to clear.

Contents

Introduction.....	5
Intended use	6
Wear schedule	7
Contra-indications	8
Warnings – what you should know about contact lens wear	9
Adverse reactions	10
Recognising problems and what to do	11
A clean routine	12
The lens packaging.....	13
Inserting your lenses	14
Placing the lens on the eye	15
Centring the lens.....	16
Care for a sticking (non-moving) lens	17
Care for a dried out (dehydrated) lens.....	17
Removing your lenses	17
Caring for your lenses	18
Looking after your lens case.....	20
In the event of running out of lenses.....	20
Instructions for the presbyopic patient (monovision and multifocal)	21
Other important information / Precautions.....	22
Summary overview.....	24
Reporting adverse reactions	25
Your prescription.....	25

Introduction

As with any contact lens, ACUVUE® Brand Contact Lenses are medical devices. The ongoing support of your Eye Care Professional for regular eye checks is essential to the long-term protection of your health and vision.

For your eye health, it is important that your contact lenses be worn only as prescribed by your Eye Care Professional. He or she will review with you **all risks associated with contact lens wearing** and will provide instructions for lens handling and care, including how to safely and easily open the packaging. You will also be taught how to properly apply and remove lenses. This booklet will reinforce those instructions.

If you have any questions, always ask your Eye Care Professional.

Intended use

ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses are intended for Daily Wear and for the optical correction, myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who have 1.00D or less of astigmatism.

ACUVUE® OASYS with Transitions™ are photochromic contact lenses also indicated for the attenuation of bright light as they contain a photochromic additive which dynamically absorbs visible light.

ACUVUE®2 and ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS are also intended for Extended Wear.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for Daily Wear and for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who may have astigmatism.

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS are also intended for Daily Wear or Extended Wear.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA are intended for Daily Wear or Extended Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in presbyopic persons with healthy eyes who have 0.75D or less of astigmatism.

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS are also indicated for therapeutic use as a bandage lens for certain ocular conditions.

Please consult your Eye Care Professional for further information. You should never self-treat with a contact lens or eye medications any condition without first being seen by your Eye Care Professional.

WARNING: All ACUVUE® Brand Contact Lenses have UV blocking to help provide protection against transmission of harmful UV radiation to the cornea and into the eye. UV-absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV-absorbing eyewear such as UV-absorbing goggles or sunglasses because they do not completely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV-absorbing eyewear as directed by your Eye Care Professional.

Note:

Long term exposure to UV radiation is one of the risk factors associated with cataracts. Exposure is based on a number of factors such as environmental conditions (altitude, geography, cloud cover) and personal factors (extent and nature of outdoor activities). UV-blocking contact lenses help provide protection against harmful UV radiation. However, clinical studies have not been done to demonstrate that wearing UV-blocking contact lenses reduces the risk of developing cataracts or other eye disorders. Consult your Eye Care Professional for more information.

Wear schedule

Your Eye Care Professional should determine the appropriate wear and replacement schedule based upon your history and ocular examination.

Daily Wear – Frequent Replacement

ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed for Daily Wear – Frequent Replacement (less than 24 hours, while awake), are to be discarded and replaced every two weeks.

ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses prescribed for Daily Wear – Frequent Replacement (less than 24 hours, while awake), are to be discarded and replaced every month.

All ACUVUE® Brand Contact Lenses when prescribed for Daily Wear – Frequent Replacement are to be cleaned, rinsed and disinfected each time the lens is removed using a chemical disinfection system only.

Extended Wear

ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed for Extended Wear, (greater than 24 hours, including while asleep) as shown in **Table 1** may be used continuously for up to 7 days/6 nights and should be discarded upon removal. Your Eye Care Professional will determine if you are suitable for extended wear before lenses are worn in this way. When used in this way, no cleaning or disinfection is required.

It is recommended that you first be started on a daily wear schedule. If successful, then a gradual introduction of extended wear can be followed as determined by your Eye Care Professional.

Once removed, it is recommended that the lens remains out of the eye for a period of rest overnight or longer.

Contra-indications

When worn for vision correction, do not use ACUVUE® Brand Contact Lenses when you have any of the following conditions:

- Inflammation or infection in or around the eye or eyelids.
- Any eye disease, injury or abnormality that affects the corneas, conjunctiva or eyelids.
- Any previously diagnosed condition that makes contact lens wear uncomfortable.
- Severe dry eye.
- Reduced corneal sensitivity (corneal hypoesthesia).
- Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.
- Allergic reactions of ocular surfaces or surrounding tissues that may be induced or exaggerated by wearing or use of contact lens solutions.
- Allergy to any ingredient, such as mercury or Thimerosal, in a solution which is to be used to care for your contact lenses.

- Any active corneal infection (bacterial, fungal, protozoal or viral).
- If eyes become red or irritated.

For Therapeutic Use, your Eye Care Professional may prescribe ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS to aid in the healing process of certain ocular conditions that may include those listed above.

Warnings – what you should know about contact lens wear

It is essential that you follow your Eye Care Professional's directions for the proper use of your contact lenses. You are advised of the following warnings pertaining to contact lens wear:

- Problems with contact lenses or lens care products could result in serious injury to the eye. You should be cautioned that proper use and care of contact lenses and lens care products, including lens cases, are essential for the safe use of these products.
- Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision.
- Studies have shown that the risk of eye problems, including ulcerative keratitis is greater for extended wear contact lens users than for daily wear users.
- When daily wear users wear their lenses overnight (outside the approved indication), the risk of eye problems, including ulcerative keratitis is greater than among those who do not wear them overnight†.
- The overall risk of eye problems, including ulcerative keratitis may be reduced by carefully following directions for lens care, including cleaning the lens case.
- Studies have shown that the risk of eye problems, including ulcerative keratitis among contact lens users who smoke is greater than among non-smokers.
- If you experience eye discomfort, excessive tearing, vision changes, redness of the eye or other problems, you should immediately remove your lenses and promptly contact your Eye Care Professional.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.

- It is recommended that you see your Eye Care Professional routinely as directed.
- **DO NOT** expose contact lenses to **water** during swimming, other water sports or bathing as this could increase the risk of serious eye infection from microorganisms which **could lead to vision loss**. If lenses have been submersed in water, the patient should discard and replace them with a new pair. The Eye Care Professional should be consulted for recommendations regarding wearing lenses during any activity involving water.
- Do not reuse or “top-off” old solution left in your lens case since solution reuse reduces effective lens disinfection and could lead to severe infection, vision loss, or blindness. “Topping-Off” is the addition of fresh solution to solution that has been sitting in your case.
- Discard any remaining solution after the recommended time period indicated on the bottle of multi-purpose solution used for disinfecting and soaking your contact lenses. The discard date refers to the time you can safely use the contact lens care product after the bottle has been opened. It is not the same as the expiration date, which is the last date that the product is still effective before it is opened.
- Using multi-purpose solution beyond the discard date could result in contamination of the solution and can lead to severe infection, vision loss, or blindness. To avoid contamination, DO NOT touch the tip of the container to any surface. Replace cap after using. DO NOT transfer to other bottles or containers.
- Do not store your lenses or rinse your lens case with water or any non-sterile solution. Only use fresh multi-purpose solution so you do not contaminate your lenses or lens case. Use of non-sterile solution can lead to severe infection, vision loss, or blindness.

Adverse reactions

Be aware that the following problems may occur when wearing contact lenses:

- Your eyes may burn, sting and/or itch.
- There may be less comfort than when the lens was first placed on the eye.
- There may be a feeling of something in your eye.

- There may be the potential for some temporary harm due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers and corneal erosion. There may be the potential for other physiological observations, such as local or generalised oedema, corneal neovascularisation, corneal staining, injection, tarsal abnormalities, iritis and conjunctivitis, some of which are clinically acceptable in low amounts.
- There may be excessive watering, unusual eye secretions or redness of your eye.
- Poor vision, blurred vision, rainbows or halos around objects, sensitivity to light (photophobia) or symptoms of eye dryness may also occur if your lenses are worn continuously or for too long a time.

During therapeutic use of ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS, an adverse effect may be due to the original disease or injury may be due to the effects of wearing a contact lens. There is a possibility that the existing disease or condition might become worse when a soft contact lens for therapeutic use is used to treat an already diseased injured eye. To avoid serious eye damage, you should contact your Eye Care Professional IMMEDIATELY if there is an increase in symptoms while wearing the lens.

If any of the above symptoms occur, a serious eye condition such as infection, corneal ulcer, neovascularisation or iritis may be present. You should immediately be seen by your Eye Care Professional, so that the problem can be identified and treated, if necessary, in order to avoid serious eye damage.

Recognising problems and what to do

You should conduct a simple self-examination at least once a day.

Ask yourself:

1. How do the lenses feel on my eyes?
2. How do my eyes look?
3. Do I continue to see well?

If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR LENS. If the problem or discomfort stops and the lens appears undamaged, clean and rinse the lens with a recommended soft contact lens care solution, and reinsert the lens. If after reinserting the lens, the problem continues, discard the lens and place a new fresh lens on the eye.

If after inserting the new lens, the problem continues, IMMEDIATELY REMOVE THE LENS AND CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL.

REMEMBER – SYMPTOMS ARE WARNING SIGNS. IF IN DOUBT, TAKE THEM OUT.

A clean routine

Preparing the lens for insertion

Cleanliness is the first and most important aspect of proper contact lens care.

Establish a routine of good hygiene for handling your lenses.

- **Always** wash your hands thoroughly with warm water, a mild soap, rinse carefully and dry with a clean lint-free towel before touching your lenses to reduce the chance of getting an infection.
- Do not use cosmetics, soaps containing cold cream, lotions or creams before handling your lenses. It is best to insert your lenses before putting on make-up.
- Keep your eyes closed when using hairspray or other aerosols.
- Always follow the instructions in this booklet and any advice given to you by your Eye Care Professional for the correct handling, insertion, removal and use of your lenses.
- Never wear lenses longer than the period prescribed.

The lens packaging

To open the box, locate the opening flap on the front and pull up to break the seal.

Each lens is in its own package, designed specifically to maintain sterility while sealed. To close the box for storage, just tuck in the flap.

DO NOT USE if the sterile blister package is opened, damaged or after the expiry date shown.⌘

Always confirm the lens parameters (e.g. diameter (DIA), base curve (BC), lens power (D), etc.) printed on the multi-pack and on the individual lens package match your prescription. DO NOT use if there is a mismatch.

To open an individual lens package, follow these simple steps:

1. First separate one lens from the strip of lenses. Be careful not to break the seal on any of the other lens packages.
2. Shake the package to allow the lens to float free in the solution.
3. Peel back the foil. Occasionally, a lens may stick to the inside of the foil or to the package itself. This will not affect the sterility of the lens, which is still perfectly safe to use.
4. Handle your lenses carefully with your fingertips and be careful to avoid damage with your fingernails. It is helpful to keep these smooth and short.
5. Carefully remove the lens by sliding it up the side of the container. Never use tweezers or other tools.

Inserting your lenses

To avoid mix-ups, develop the habit of always inserting the first lens in your right eye.

Before inserting the lens, check to see that it is a single, moist, clean lens that is free of any nicks or tears. If it appears damaged, throw it away and use the next lens.

Check that the lens has not turned inside out.

Place the lens on the tip of your forefinger and check its profile. The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape. If the lens edges tend to point outward, the lens is inside out. Another method is to gently squeeze the lens between the thumb and forefinger. The edges should turn inward. If the lens is inside out, the edges will turn slightly outward.



✓ Correct



✗ Incorrect

Or

Place the lens on the tip of your index finger and, looking up at the lens, locate the numbers 123. 1-2-3 indicates correct orientation while a reverse of 1-2-3 indicates the lens is inside out. If the lens is inside out (reverse 1-2-3), invert the lens and locate the numbers again to confirm correct lens orientation.

Note that the 1-2-3 mark is not present on ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM and ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS.

Note:

If you need to rinse the lens before you insert it into your eye, use only fresh, sterile rinsing solution, as recommended by your Eye Care Professional.

NEVER USE TAP WATER.

Placing the lens on the eye

1. Remember to start with your right eye. Once the lens has been examined and you are sure it is not inside out, place it on the tip of your forefinger.
2. Place the middle finger of the same hand close to your lower eyelashes and pull down the lower lid.
3. Use the forefinger or middle finger of the other hand to lift the upper lid and place the lens on the eye.
4. Gently release both lids and blink.
5. Repeat these steps for the left lens.



There are other methods of lens placement. If the above method is difficult for you, your Eye Care Professional can provide an alternative.

Centring the lens

Usually, the lens centres itself automatically on the middle of your eye when you insert it and will very rarely be displaced onto the white of your eye during wear. However, this can occur if insertion and removal are not performed properly. To centre a lens, follow either of these methods:

- a. Close your eyelids and gently massage the lens into place through the closed lid.

Or

- b. Gently manipulate the off-centred lens onto the middle of your eye while the eye is opened, using finger pressure on the edge of the upper or lower lid.

Note:

If your vision is blurred after inserting the lens, check for the following:

- The lens may not be centred on the eye. Check the instructions above.
- If the lens is in the correct position, remove it and look for the following:
 - a. Cosmetics or oils on the lens. Clean and rinse with a recommended soft contact lens care solution, and if the cosmetic or oil has been removed, reinsert the lens. If your vision is still blurred, dispose of the lens and insert a new fresh lens.
 - b. The lens may be on the wrong eye.
 - c. The lens may be inside out, which would also make it less comfortable than normal.

If you find that your vision is still blurred after checking the above possibilities, remove the lens and consult your Eye Care Professional.

Care for a sticking (non-moving) lens

If a lens sticks on your eye, you may be prescribed a lubricating or wetting solution by your Eye Care Professional. In this way you can wet your lenses while you are wearing them, to make them more comfortable.

Just apply a few drops and wait until the lens begins to move freely on the eye. If this does not solve the problem, consult your Eye Care Professional **IMMEDIATELY.**

Care for a dried out (dehydrated) lens

If any ACUVUE® Brand Contact Lens is off the eye and exposed to air for a prolonged period, its surface may become dry and gradually become brittle. If this should occur, discard the lens and use a new one.

Removing your lenses

Always remove the same lens first.

Wash with soap & warm water, rinse and dry your hands thoroughly and follow the same rules for hygiene as already described in 'a clean routine'.

Caution:

Always ensure that the lens is on the middle of your eye before attempting to remove it.

You can determine this by covering the other eye and if vision is blurred, the lens is either on the white of the eye or it is not on the eye at all. To locate the lens, inspect the upper area of the eye by looking down into a mirror while pulling the upper lid up. Then inspect the lower area by pulling the lower lid down.



Once you have found the lens, you can remove it by using the Pinch Method or any other method recommended by your Eye Care Professional.

The Pinch Method

1. Look up and slide the lens down to the white of your eye using your forefinger.
2. Gently pinch the lens between your thumb and forefinger and remove the lens.



Caring for your lenses

For the continued safe and comfortable use of your lenses, it is important to follow the instructions given to you by your Eye Care Professional. If you remove your lenses and plan to wear them again, carefully read the instructions provided for proper cleaning, rinsing, disinfecting and storage.

Failure to follow the correct lens care regime may result in the development of serious eye problems, as described in the section entitled '**Warnings – what you should know about contact lens wear**'.

Cleaning and rinsing are essential to remove mucus, secretions and deposits which may have accumulated during use. Do this immediately after removing your lenses and prior to disinfection.

Harmful germs can only be removed by cleaning, rinsing and disinfecting.

To adequately disinfect the lenses, rub and rinse the lenses according to the recommended lens rubbing and rinsing times in the labelling of the multi-purpose solution.

Follow the instructions for use of the lens care system (chemical not heat) recommended by your Eye Care Professional.

Different products cannot always be used together and not all products are safe for use with all lenses. Do not alternate or mix lens care systems unless indicated on the lens care labelling.

When using hydrogen peroxide lens care systems, use **ONLY** the lens case provided with the hydrogen peroxide care system. This case is specially designed to neutralise the solution. Failure to use the specialised case will result in severe stinging, burning, and injury to the eye.

- **Always** wash with soap & warm water, rinse and dry hands before handling lenses.
- Use fresh, unexpired lens care solutions.
- **NEVER** change your solutions without consulting your Eye Care Professional.
- Thermal systems that use heat can damage your lenses.
- **NEVER** store your lenses in saline only. Saline will not protect the lenses from contamination and may result in an eye infection.
- **NEVER** use solutions recommended for rigid gas permeable (RPG) contact lenses.
- Always store individual unopened ACUVUE® OASYS with Transitions™ blisters out of direct sunlight.
- Always store worn ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses in the lens case and out of direct sunlight.
- Since some lens materials contain silicone, as shown in Table 1, the wettability may differ when different lens care products are used. Your Eye Care Professional should recommend a care system that is appropriate for ACUVUE® Brand Contact lenses.
- When you use sterile solutions that do not contain preservatives, they should be thrown out after the time specified in the directions.
- **NEVER** put lenses in your mouth or use anything other than the recommended solutions for lubricating or wetting your lenses.
- **NEVER** rinse them in tap water, since this can contain many impurities that can contaminate or damage your lenses and may lead to eye infection or injury.
- Clean the right lens first, to avoid mix-ups.

- Put each lens into the correct chamber of the lens storage system and make sure they are completely immersed in the storage solution when they are not being worn. If lenses are left out for long periods, they may dry out and become brittle. If this happens, throw them away.
- **NEVER** re-use the solution in your lens case.
- Seek the advice of your Eye Care Professional if your lenses are to be stored for extended periods.
- Lenses prescribed for reusable frequent replacement program should be thrown away after the recommended wearing period prescribed by your Eye Care Professional.

Looking after your lens case

Since lens cases can be a source of bacteria, after use they should be emptied, cleaned and rinsed with recommended sterile solutions and allowed to air dry. Your lens case should also be replaced regularly as advised by the lens case manufacturer or your Eye Care Professional.

NEVER USE TAP WATER TO RINSE YOUR LENS CASE.

In the event of running out of lenses

It is important to make sure you always have an adequate supply of replacement lenses.

To avoid running out, you will need to allow time to order and collect or to be supplied with your replacement lenses from your Eye Care Professional.

If you run out of lenses for any reason, you should wear your spectacles.

Although ACUVUE® Brand Contact Lenses maybe your preferred vision correction, spectacles are an essential back-up for all contact lens wearers.

Instructions for the presbyopic patient (monovision and multifocal)

If your Eye Care Professional explains that you require monovision correction, you should take note of the following:

As with any type of lens correction, there may be a visual compromise.

In some cases, monovision lenses can reduce visual acuity and depth perception for distance and near tasks. Some patients have difficulty adapting to this.

Symptoms such as mild blurring and variable vision may last briefly or for several weeks, as your eyes learn to adapt. The longer these symptoms persist, the poorer your chances for successful adaptation.

During this period, it is advisable to only wear these lenses in familiar situations that are not visually demanding. For example, until your eyes have adjusted, it would be wise to avoid driving.

Some patients may also need to wear spectacles over their lenses to provide the clearest vision for critical tasks.

- In some cases, patients will never be fully comfortable functioning in poor light when driving at night, for example. If this happens you may be prescribed additional lenses so that both eyes can be corrected when sharper distance vision is required.
- The decision to be fitted with monovision lenses should always be made after careful consultation with an Eye Care Professional.
- You should follow the advice you are given to help you adapt to monovision lenses and you should always discuss fully any concerns or problems you may have during and after the adaptation period.

Other important information

Precautions

- Before leaving your Eye Care Professional, ensure that you are able to put the lenses on and remove them or have someone else available who can do this for you.
- **DO NOT** touch your contact lenses with your fingers or hands if they are not completely clean because tiny lens scratches may occur, causing unclear vision and/or injury to your eye.
- Always handle lenses carefully and avoid dropping them.
- Remove your lenses immediately if your eyes become red or irritated.
- Inform all your doctor that you are a contact lens wearer.
- Always seek advice from your Eye Care Professional before using any eye drops.
- Certain medications, such as antihistamines, decongestants, diuretics, muscle relaxants, tranquillisers and treatments for travel sickness may cause dryness of the eye, increased lens awareness or blurred vision. If you experience a problem, you should seek proper medical advice.
- If chemicals are splashed into your eyes: **FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER. CONTACT YOUR EYE CARE PROFESSIONAL WITHOUT DELAY OR GO TO THE CASUALTY DEPARTMENT OF YOUR NEAREST HOSPITAL.**
- Those who use oral contraceptives could develop changes in vision or lens tolerance. Your Eye Care Professional will advise you about this problem.
- Do not change your lens type (e.g. brand name, etc.) or parameters (e.g. diameter, base curve, lens power, etc.) without consulting your Eye Care Professional.
- As with any contact lens, regular eye check-ups are essential to maintain healthy vision.
- Never allow anyone else to wear your lenses. They have been prescribed to fit your eye and to correct your vision to the degree necessary. Sharing lenses greatly increases the chances of eye infections.

- For healthy comfortable vision, it is important that ACUVUE® Brand Contact Lenses are worn only as prescribed by your Eye Care Professional. This booklet will act as a reminder of these instructions.
- Your Eye Care Professional should be kept fully informed about your medical history and will recommend a lens and care system specific to your needs.
- When the replacement period prescribed by your Eye Care Professional is over, ACUVUE® Brand Contact Lenses should be discarded and replaced with a new sterile pair.
- Avoid all harmful or irritating vapours and fumes whilst wearing lenses.
- Always inform your employer of being a contact lens wearer. Some jobs may require the use of eye protection equipment or may require that you do not wear contact lenses.
- **Be aware** that wearing a darkened ACUVUE® OASYS with Transitions™ lens on only one eye is not recommended because it may cause disturbances in your ability to accurately judge depth and the motion of objects. It may also create a cosmetic concern.
- **Never** wear ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses as protection against artificial light sources, such as sun lamps, lasers, etc or stare directly at the sun or at an eclipse.
- **Never** stare directly at the sun or at an eclipse with or without ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses.
- **Be aware** that data is not available on the safety and performance of driving with ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses for individuals age 50 and older who may have crystalline lens opacities (i.e. cataract).
- If you have any questions, always ask your Eye Care Professional.

Summary overview

As with all types of contact lenses, there are basic guidelines which must be followed to protect and enhance your sight:

- Always follow the instructions given to you for safe lens wear. Regular check-ups are important to maintain peak performance and healthy vision.
- High standards of hygiene are essential for safe lens wear.
- **NEVER** wear lenses for longer than the prescribed period.
- **CLEANING, RINSING** and **DISINFECTING** are **ESSENTIAL**, each time the lens is removed to be re-inserted.
- **NEVER** re-use the solution in your lens case. Use fresh solution each time lenses are removed.
- If you experience a problem such as red/irritated eye or blurred vision, **IMMEDIATELY** remove your lenses and contact your Eye Care Professional.
- Always have a pair of spectacles available so that you are not tempted to wear your lenses when they should be removed. Whilst contact lenses may be your preferred correction, spectacles are an essential back-up.

As a wearer of ACUVUE® Brand Contact Lenses, you will soon recognise the advantages over spectacles or other contact lenses.

For maximum benefit and performance it is vital that you recognise how important it is to follow these guidelines.

You should only wear your lenses after following the advice given to you by your Eye Care Professional and that contained in this booklet.

Reporting adverse reactions

Any adverse reactions experienced whilst wearing ACUVUE® Brand Contact Lenses should be reported to your Eye Care Professional who will then report these direct to the manufacturer.

Your prescription

ACUVUE® Brand Contact Lenses.

Lens brand

Right lens:

Power and base curve

Left lens:

Power and base curve

YOUR LENSES SHOULD BE REPLACED AS RECOMMENDED BY YOUR EYE CARE PROFESSIONAL.

Care regime:

--

Should you have any queries or concerns call your Eye Care Professional.

Address and telephone number of your Eye Care Professional:

--

Regular visits to your Eye Care Professional are important for clear and healthy eyes.

Follow-up visits:

1	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		2	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		3	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	
4	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		5	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		6	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>	

THIS PAGE IS MEANT TO BE KEPT BLANK.

THIS PAGE IS MEANT TO BE KEPT BLANK.

THIS PAGE IS MEANT TO BE KEPT BLANK.

Manufactured by:

Please refer to carton for site of manufacture.



USA

Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville, Florida, 32256
U.S.A.

IRELAND

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland



EU Authorised Representative:

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co.
Dublin
Ireland

www.acuvuearabia.com



PIG 000371

Daily Wear & Extended Wear

PIG (English)

PIG000371

©Johnson & Johnson (Middle East) Inc 2019.

ACUVUE®, ACUVUE OASYS®, HYDRACLEAR® and VITA®
are registered trademarks of Johnson & Johnson Medical Limited.

Transitions™ is a trademark of Transitions Optical, Inc., used under license by TOL and JJVCI.

Revision date: March2019

جهة التصنيع:

يرجى الرجوع إلى البيانات المدونة على العبوة لمعرفة جهة التصنيع

ايرلندا

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

الولايات المتحدة الأمريكية



Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville, Florida
32256, USA

الممثل المعتمد لدول الاتحاد الأوروبي:

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co.
Dublin,
Ireland

www.acuvuearabia.com



PIG000371

للاستخدام والاستبدال اليومي
للعدسة الباطنية (العدسة القرمزية)
PIG000371

©Johnson & Johnson (Middle East) Inc 2019.

ACUVUE®, ACUVUE OASYS®, HYDRACLEAR® and VITA®
are registered trademarks of Johnson & Johnson Medical Limited.

Transitions™ is a trademark of Transitions Optical, Inc., used under license by TOL and JVC.

Revision date: March 2019

يجب استبدال عدساتك اللاصقة وفقاً لنصائح أخصائي العيون.
نظام العناية:

إذا كان لديكم أسئلة أو شكوك،الرجاء الاتصال بأخصائي العيون.

عنوان ورقم هاتف أخصائي العيون

هذه الصفحة يجب أن تبقى فارغة.

من الضروري القيام بزيارات متكررة لأخصائي العيون، من أجل ضمان رؤية واضحة وعيون سليمة

مواعيد الزيارة القادمة

1	<div></div>	2	<div></div>	3	<div></div>
4	<div></div>	5	<div></div>	6	<div></div>

كما هو الحال عند استخدام أي عدسات لاصقة، هناك مجموعة من الخطوط العريضة التي يجب إتزامها لتحسين الرؤية والمحافظة عليها:

- اتبع إرشادات الاستخدام الآمن للعدسات اللاصقة دائماً. لتحافظ على سلامة الرؤية والتمتع بأفضل أداء لأعينكم، قوموا بإجراء فحص العيون على نحو دوري.
- من الضروري الحفاظ على مستويات عالية من النظافة من أجل استخدام آمن للعدسات.
- لا تضع العدسات لمدة تزيد على ما هو مذكور في الوصفة الطبية.
- التنظيف والشطف والتعقيم هي أساسيات يجب القيام بها كل مرة تنزع فيها العدسات.
- لا تستخدم المحلول الموجود في علبة العدسات مرة ثانية. استخدموا كمية جديدة من المحلول كل مرة تنزعون فيها عدساتكم.
- اذا واجهت مشكلة كاحمرار العينين أو إلتهابهما أو الرؤية الضبابية، قم بنزع العدسات فوراً واتصل بأخصائي العيون.
- احتفظ دائماً بزوج من النظارات في متناول أيديكم، لكي لا تضطر لوضع العدسات اللاصقة في الحالات التي لا يجب وضعها فيها. رغم أن العدسات قد تكون خياراً، المفضل، تبقى النظارات خياراً احتياطياً أساسياً.
- كمستخدمون للعدسات اللاصقة أكوفيو، ستدرك بسرعة أفضليتها على النظارات والعدسات اللاصقة الأخرى.
- للحصول على الأداء الأفضل، من الضروري أن تدرك أهمية الالتزام بهذه الخطوط العريضة.
- لا تضع العدسات اللاصقة إلا تبعاً لنصائح أخصائي العيون والنصائح المتضمنة في هذا الكتيب.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب إبلاغ أخصائي العيون عند مواجهة أي آثار جانبية تترافق مع وضع العدسات اللاصقة أكوفيو. وهو بدوره سوف يقوم بإبلاغ المصنع مباشرة.

وصفتكم الطبية

العدسات اللاصقة أكوفيو
اسم العدسة

العدسة اليمنى
درجة الإبصار والانحناء الخلفي

العدسة اليسرى
درجة الإبصار والانحناء الخلفي

تعايير وقائية

- لا تسمح لأي شخص آخر بوضع عدساتك اللاصقة. لقد تم اختيار وتركيب عدساتك اللاصقة لكم وحدكم ولتصحيح احتياجاتكم البصرية الخاصة وبالدرجة المناسبة لكم المشاركة في استخدام العدسات، تزيد كثيرا من احتمال الإصابة بالتهابات.
- للتمتع برؤية صحيحة ومريحة فإنه من الضروري وضع العدسات اللاصقة أكيوفيو تماما كما وصفها أخصائي العيون، وهذا يتضمن اتباع إرشادات وضع العدسات واستبدالها والعناية بها. يعتبر هذا الكتيب بمثابة تذكير بتلك الإرشادات.
- يجب أن يظل أخصائي العيون مطلعاً بالكامل على سجلك المرضي وسينصحك بالعدسات وطريقة العناية المناسبة لاحتياجاتك الخاصة.
- عند انتهاء مدة الاستبدال التي وصفها لكم أخصائي العيون يجب أن تتخلص من العدسات اللاصقة أكيوفيو واستبدالها بزوج جديد ومعقم.
- اسأل أخصائي العيون عن وضع العدسات اللاصقة أثناء ممارسة السباحة أو باقي النشاطات المائية، إن تعريض العدسات اللاصقة للماء أثناء السباحة أو الاستحمام في حوض ساخن، قد يزيد من احتمال التهاب العيون بسبب الجراثيم والميكروبات.
- تجنب كل الأبخرة والغازات المؤذية أثناء وضع العدسات.
- أخبر مديرك في العمل بأنك تستخدم العدسات اللاصقة. قد يتطلب القيام ببعض الأعمال وضع أجهزة لحماية العين أو قد يتطلب إنجازها شخصاً لا يضع عدسات لاصقة.
- يجب أن تدرك أن ارتداء عدسات "OASYS with Transitions" ACUVUE* المظلمة على عين واحدة فقط لا ينصح به لأنه قد يسبب اضطرابات في قدرة المريض على الحكم بدقة على العمق وحركة الأشياء. قد يتسبب أيضاً في مخاوف جميلية. لذلك، لا ينصح بتصحيح الرؤية من جانب واحد باستعمال العدسات اللاصقة هذه.
- يجب أن تدرك أن عدسات "OASYS with Transitions" ACUVUE* اللاصقة غير مخصصة للاستخدام كحماية ضد مصادر الضوء الاصطناعي، مثل مصابيح الشمس، وأشعة الليزر، إلخ.
- يجب أن يُنصح المريض بعدم التحديق في الشمس أو كسوف الشمس مع أو بدون عدسات "OASYS with Transitions" ACUVUE* اللاصقة.
- يجب عليك معرفة أنه لا توجد بيانات متوفرة عن أداء القيادة الآمنة مع عدسات "OASYS with Transitions" ACUVUE* اللاصقة للأفراد الذين يبلغون 50 عاماً فأكثر والذين قد يعانون من عتامة العدسة البلورية إذا كان لديهم أي أسئلة. توجهوا بها إلى أخصائي العيون.
- قبل مغادرة أخصائي العيون من تأكد انك قادر على وضع وإزالة العدسات بمفردك أو ان لديك شخص اخر يستطيع وضعها وإزالتها لك
- لا تلمس العدسات اللاصقة بأصبعك أو إيديك إلا اذا كانت نظيفة تماما وخالية من المواد الغريبة حيث قد تصاب العدسات بخدوش دقيقة مما ينتج عنه تشوش الرؤية
- احرص دائماً على التعامل مع العدسات بعناية تامة وتجنبوا وقوعها.
- في حال احمرار العينين أو التهابهما، انزع العدسات فوراً.
- اخبر جميع اطباءك بانك تستعمل العدسات اللاصقة.
- اطلب النصيحة دائماً من أخصائي العيون قبل استخدام أي قطرة للعين.
- هناك أنواع محددة من الأدوية مثل مضاد الحساسية ومزيل الاحتقان ومدر البول ومرخي العضلات ومهدئ الأعصاب وأدوية الدوار والإعياء الناتج عن السفر. وقد تسبب هذه الأدوية جفافاً في العين أو تزيد من احساسك بوجود العدسات اللاصقة على العينين أو تسبب رؤية ضبابية. اذا واجهتك مشكلة، عليك طلب المساعدة الطبية المناسبة.
- إذا تعرضت عينك لرداء من سوائل كيميائية :اغسل ورش عيونك مباشرة بالماء. اتصل بأخصائي عيون بدون تأخير أو راجعوا قسم الإصابات في اقرب مستشفى.
- قد تشعر النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل بتغيرات في الرؤية أو نقاء العدسات أو القدرة على حمل العدسات. أخصائي العيون سيقدم النصائح المناسبة بهذا الشأن.
- وكما هو الحال عند استخدام أي عدسات لاصقة، فإن الفحص الدوري للعيون يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة العينين وسلامة الرؤية.
- لا تغير عدساتك اللاصقة (علي سبيل المثال الاسم التجاري، ... إلخ) او المواصفات (علي سبيل المثال القطر، التقوس الاساسي، قوة العدسة، .. إلخ) من دون استشارة أخصائي العيون.

العناية بعليبة العدسات

قد تصبح عليبة العدسات مصدراً للبكتيريا. لذلك، يجب إفراغها بعد استعمالها وتنظيفها وشطفها باستخدام المحاليل المناسبة وتركها لتجف. كما يجب عليك أن تستبدل عليبة العدسات على نحو متكرر. كما تبين إرشادات الاستعمال أو كما ينصح أخصائي العيون.

لا تستخدم مياه الصنبور لشطف عليبة العدسات.

في حالة لم يعد لديكم عدسات

من المهم وضروري جداً أن تحرص دائماً على وجود عدسات لاصقة إضافية معكم، لاستبدالها عند الحاجة.

لتجنب نفاذ الكمية من من عندك، انت تحتاج لبعض الوقت لطلب العدسات اللاصقة من أخصائي العيون، ثم استلامها.

أما إذا لم يعد لديك عدسات لاصقة لأي سبب من الأسباب، يمكنك استخدام النظارات .

بالرغم من أن العدسات اللاصقة أكويڤيو هي الخيار المفضل لتصحيح الرؤية لديك تبقى النظارات حل احتياطي أساسي لجميع مستخدمي العدسات اللاصقة.

إرشادات طول البصر (لكبار السن)

(رؤية أحادية ومتعددة البؤر)

إذا أخبركم أخصائي العيون انكم بحاجة إلى تصحيح طول النظر الشيخوخي باستخدام عدسات أحادية فعليكم ملاحظة ما يلي:

كما هو الحال عند استخدام العدسة اللاصقة لتصحيح الرؤية فقد تكون هناك حلول تتضمن انخفاضاً في حدة الرؤية.

تراجع القدرة على إدراك عمق المسافات لدى مستخدمي العدسات اللاصقة لتصحيح الرؤية الأحادية. ويواجه بعض العملاء صعوبة في التكيف مع ذلك.

في بعض الحالات، قد تقلل العدسات اللاصقة لتصحيح الرؤية الأحادية من دقة البصرة وإمكانية تحديد عمق المسافات والمهام الدقيقة، ويواجه بعض العملاء صعوبة في التكيف مع ذلك.

قد تستمر أعراض متقطعة مثل رؤية ضبابية بسيطة أو تقلب في وضوح الرؤية لعدة أسابيع ريثما تعتاد أعينكم. كلما استمرت الأعراض لمدة أطول تراجعت فرصكم في التأقلم الناجح مع العدسات.

خلال هذه الفترة، ينصح باستخدام هذه العدسات، فقط في البيئة المألوفة حيث لا يحتاجون إلى مستوى عال من الرؤية الواضحة. مثلاً، سيكون من الحكمة تجنب القيادة، إلى أن تتأقلم أعينك على العدسات .

قد يحتاج بعض العملاء إلى وضع النظارات مع العدسات اللاصقة للحصول على أوضح رؤية ممكنة أثناء القيام بأعمال دقيقة.

- في بعض الحالات، لا يتمكن العملاء من استخدام العدسات براحة تامة. مثل ظروف الإضاءة المنخفضة أو أثناء القيادة في الليل. فإذا حصل ذلك، يمكن أن يتم وصف عدسات إضافية لكم لتصحيح الرؤية في العينين، عندما تدعو الحاجة إلى رؤية واضحة لمسافات بعيدة.

العناية بالعدسات اللاصقة

للإستخدام المستمراً لآمن والمريح للعدسات من المهم اتباع تعليمات أخصائي العيون . في حالة إزالة العدسات والرغبة في ارتدائها مرة أخرى اقرأ بعناية التعليمات الخاصة بغسل وشطف وتعقيم وتخزين العدسات اللاصقة .

عدم الالتزام بنظام العناية بالعدسات يمكن أن ينتج عنه مشاكل كبيرة في العين كما هو موضح في قسم "تحذيرات" - أمور يجب أن تعرفها عن العدسات اللاصقة .

تنظيف وشطف العدسات مهم جداً لإزالة المخاط والافرازات والرواسب التي يمكن أن تتراكم خلال فترة الاستخدام. اغسل العدسات مباشرة بعد إزالتها قبل تعقيمها. الميكروبات الضارة يمكن فقط إزالتها عن طريق غسل وشطف وتعقيم العدسات .

لتعقيم العدسات بطريقة فعالة ادعك واشطف العدسات تبعاً للتعليمات الموصى بها لدعك وشطف العدسات والموجودة على المحلول المتعدد الاستخدامات .

اتبع تعليمات نظام العناية بالعدسات (الكيميائي وليس الحراري) الموصى به من قِبل أخصائي العيون الخاص بك .

لا يمكن دائماً استخدام منتجات مختلفة معاً وليست جميع المنتجات آمنة للاستخدام مع جميع العدسات. لا تقم بتعديل أنظمة العناية بالعدسة أو مزجها ما لم تتم الإشارة إليها على ملصق العناية بالعدسة.

عند استخدام أنظمة العناية بالعدسة بيروكسيد الهيدروجين، استخدم فقط علبه العدسة المزودة بنظام رعاية بيروكسيد الهيدروجين. هذه الحافظة مصممة خصيصاً لتحييد المحلول. إن عدم استخدام الحافظة المتخصصة سيؤدي إلى الشعور بحكة شديدة، وحرقان ، وإصابة العين.

- احرص دائماً على غسل وشطف وتعقيم يديك تماماً قبل التعامل مع العدسات.
- استخدم محلولاً جديداً غير منته الصلاحية.
- لا تستخدم أبداً محاليل التنظيف من دون الرجوع إلى أخصائي العيون الخاص بك.
- الأنظمة الحرارية قد تسبب الضرر للعدسات لأنها تستخدم الحرارة.
- لا تحفظ العدسات في محلول ملحي فقط المحلول الملحي لن يحمي العدسة من التلوث وقد يتسبب في التهاب العين.
- لا تستخدم أي محلول خاص بالعدسات التقليدية الصلبة فقط.
- احرص دوماً على تخزين "ACUVUE® OASYS with TRANSITION" غير المفتوحة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- قم دائماً بتخزين عدسات "ACUVUE® OASYS with TRANSITION" التي قمت بإرتدائها في حافظة العدسة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- وبما أن بعضاً من هذه العدسات صنعت من مواد سيليكونية، كما هو موضح في الجدول ١، فقد يتباين معدل ترطيبها تبعاً للمنتجات المستخدمة للعناية بها. سينصحك أخصائي العيون بنظام العناية المناسب لعدسات أكوفيوو الخاصة بك.
- عندما تستخدم محاليل تنظيف للتعقيم التي لا تحتوي على مواد حافظة، يجب التخلص منها بعد الوقت المحدد على كيفية الاستخدام.

- بما أن بعضاً من هذه العدسات صنعت من مواد سيليكونية، كما هو موضح في الجدول 1، فقد يتباين معدل ترطيبها تبعاً للمنتجات المستخدمة للعناية بها . سينصحك أخصائي العيون بنظام العناية المناسب لعدساتك أكوفيوو.

- عندما تستخدم محاليل تنظيف للتعقيم التي لا تحتوي على مواد حافظة، يجب التخلص منها بعد الوقت المحدد على كيفية الاستخدام

- لا تضع العدسات في فمك أو تستخدم أي شيء لترطيبها أو تليينها باستثناء المحلول الذي وصفه لك أخصائي العيون.

- لا تشطف العدسات بمياه الصنبور لأنها قد تكون ملوثة وتؤدي إلى تلوث العدسات أو الإضرار بها مما قد يتسبب بالأذى أو الالتهابات لأعينك.

- نظف العدسة اليمنى أولاً كي تتجنبوا اختلاط العدستين.

- ضع كل عدسة في الجزء الخاص بها في علبه العدسات وتأكد من غمرها تماماً بالمحلول. إذا تركت العدسات خارجاً دون وضعها على العينين قد تتعرض إلى الجفاف وتصبح هشة. إذا حصل ذلك، ارموا العدسات.

- لا تستخدم المحلول في علبه العدسات أكثر من مرة.

- عند رغبتكم في حفظ العدسات لمدة طويلة، استشيروا أخصائي العيون.

- يجب التخلص من العدسات اللاصقة للاستخدام المتكرر بعد انتهاء الفترة الزمنية التي ينصحكم بها أخصائي العيون.

التعامل مع العدسة الملتصقة (التي لا تتحرك)

عند التصاق العدسة بالعين، تستطيع استخدام قطرات الترطيب أو محلول ترطيب يصنفه لكم أخصائي عيون. وفي هذه الحالة، يمكنك ترطيب العدسات وهي على عينيك اضعف عليها المزيد من الراحة.

اضف قطرات قليلة وانتظر حتى تبدأ العدسات بالتحرك بحرية على العين.

إذا لم تنجح هذه الطريقة استشر أخصائي عيون فوراً.



نزع العدسات اللاصقة

ابدأ بنزع نفس العدسة كل مرة.

اغسل يديك بالماء والصابون جيداً وجففها تماماً واتبع إجراءات النظافة كما ذكرت في "عادات النظافة".

انتبه:

تأكد أولاً من أن العدسة موجودة في وسط العين قبل البدء بنزعها. بإمكانك التأكد من ذلك بتغطية العين الأخرى. فإذا كانت الرؤية ضبابية، فهذا يعني بأن العدسة ليست في وسط العين أو أنها ليست في عينك على الإطلاق. لتحديد مكان العدسة ابحث في الجزء الأعلى من العين، بالنظر نحو الأسفل إلى مرة، بينما تسحبون الجفن العلوي إلى الأعلى.

ثم ابحث في الجزء السفلي بينما تسحبون الجفن السفلي إلى الأسفل.

بعد العثور على العدسة، بإمكانك نزعها بطريقة "الالتقاط" أو بأي طريقة ينصحكم بها أخصائي العيون.

طريقة الالتقاط:

1. انظر إلى الأعلى، اسحب العدسة باتجاه بياض العين السفلي باستخدام السبابة.

2. ألقط العدسة بلطف بين الإبهام والسبابة وأخرجها.



وضع العدسة على العين

1. ابدأ بالعين اليمنى أولاً، وضع العدسة على رأس السبابة، بعد التأكد من سلامتها وأنها على الجهة الصحيحة.

2. ضع أصبعك الأوسط على الجفن السفلي واسحبه نحو الأسفل.

3. استخدم أصبعك الأوسط أو السبابة اليد الأخرى لرفع الجفن العلوي، ثم قم بوضع العدسة على العين.

4. اترك الجفنين بلطف وارمش بعينيك.

5. كرر هذه الخطوات للعدسة اليسرى.



هناك عدة طرق لوضع ونزع العدسات. فإذا بدت الطريقة المذكورة صعبة بالنسبة لكم، أطلبوا من أخصائي العين تقديم طرق بديلة.

وضع العدسة في وسط العين

عادة ما تأخذ العدسة مكانها في وسط العين تلقائياً بعد أن تضعوها على عينيك. ونادراً ما تأخذ مكانها بشكل خاطئ على بياض العين. وهذا ما قد يحصل نتيجة عدم اتباع إجراءات وضع العدسات أو نزعها بشكل جيد. لإعادة العدسة إلى مكانها في وسط العين، اختار إحدى هاتين الطريقتين :

• أغمض عينيك وحرك العدسة بأصبعك بلطف باتجاه العين.

أو:

• حرك العدسة بلطف نحو مركز العين دون أن تغمض عينك مع الضغط بإصبعك على الجفنين السفلي أو العلوي.

ملاحظة:

إذا كانت الرؤية ضبابية بعد وضع العدسة تأكد من الأمور التالية:

• قد لا تكون العدسة في وسط العين. راجعوا الإرشادات المذكورة أعلاه.

• إذا كانت العدسة في مكانها الصحيح، قم بنزعها وتأكد من الأمور التالية :

1. إن كان هناك مستحضرات تجميل أو زيوت على العدسة، نظف واشطف العدسة بمحلول العناية بالعدسات اللاصقة الموصى به، وإذا تمت إزالة المستحضرات أو الزيوت، أعد ارتداء العدسة. إذا كانت رؤيتك لا تزال غير واضحة، تخلص من العدسة واردي عدسة جديدة.

2. العدسة لم توضع في العين الصحيحة.

3. العدسة موضوعة على الوجه المعاكس مما يجعلها غير مريحة.

لفتح العلبة، حدد زاوية الفتحة الامامية واسحبها الى فوق لتفتح الغلاف

إن كل عدسة موجودة في عبوتها الخاصة، التي صممت خصيصا للحفاظ عليها معقمة. ولإغلاق العلبة، عند وضع العدسة، فقط ادخل الغطاء

لا تستخدم العدسات إذا كانت العلبة المعقمة مفتوحة، مشقوقة، تالفة أو منتهية الصلاحية

تأكد دائماً من معلومات العدسة (على سبيل المثال القطر، المنحنى الأساسي، قوة العدسة، إلخ) المطبوع على العبوة المتعددة وعلى عبوة العدسات الفردية التي تطابق وصفتك الطبية. لا تستخدم العدسات إذا كان هناك عدم تطابق

لفتح مغلف العدسة الواحدة، اتبع هذه الخطوات البسيطة

- (١) أولاً، افصل عدسة واحدة عن غريط العدسات. احذر من كسر أو شق غطاء اي من العدسات الأخرى المغلفة
- (٢) رج المغلف حتى تطفو العدسة في المحلول
- (٣) اسحب رقاقة التغليف، وقد تلتصق العدسة، أحياناً، على الجهة الداخلية لرقاقة التغليف أو العلبة. وهذا لن يؤثر في نظافة العدسة وستبقى نظيفة تماماً وصالحة للاستخدام الآمن
- (٤) تعامل مع العدسة بحذر باستخدام أطراف أصابعكم وتجنبوا خدشها بأظفاركم. يفضل أن تبقى اظفاركم قصيرة وناعمة
- (٥) أخرج العدسة بانتباه عبر دفعها بطرف اصبعك وتجنب. لا تستخدم أيدياً الملتصق أو أي أداة



✗ غير صحيح



✓ صحيح

أو

ضع العدسة على طرف اصبعك وارفعها فوق مستوى العين، حاولوا تحديد الأرقام 123. رؤية الأرقام 123 يعني أن العدسة على الوجه الصحيح، فيما إذا كانت الأرقام 123 معكوسة، فهذا يعني أن العدسة في الاتجاه غير الصحيح وهي مقلوبة. وإذا كانت معكوسة، اقلب العدسة بالاتجاه الصحيح ثم حدد الأرقام مرة أخرى للتأكد من أن وضعيتها العدسة صحيحة.

يرجى الرجوع إلى الجدول 1، فيما يتعلق بالعدسات 123 التي تحمل علامة الجهة الصحيحة لوضعها.

ملاحظة:

إذا اردت تعقيم العدسة قبل وضعها على عينيك، استخدم كمية جديدة من محلول الشطف والتعقيم كما اوصاك أخصائي العيون.

لا تستخدم ماء الصنبور على الإطلاق.

عليك إجراء فحص شخصي مرة كل يوم على الأقل.

اسأل نفسك:

1. ما هو الإحساس الذي تتركه العدسات على عيني؟
2. كيف يبدو شكل العينين؟
3. هل الرؤية جيدة لديك بشكل مستمر؟

إذا شعرت بوجود أي مشكلة، فيجب عليك نزع العدسات على الفور. إذا توقفت المشكلة أو عدم الراحة وكانت العدسة سليمة، قم بتنظيف العدسة واغسلها باستخدام محلول العناية الموصى به للعدسات اللينة، ثم أعد ارتداء العدسة. إذا استمرت المشكلة بعد إعادة ارتداء العدسة، فقم برمي العدسة وارتداء عدسة جديدة على العين.

تذكر - الأعراض هي علامات تحذير. إذا ساورك الشك، انزع العدسات عن عينيك.

تحضير العدسات لوضعها على العينين

تعتبر النظافة أول وأهم مظاهر العناية بالعدسات اللاصقة.

عود نفسك على النظافة في كل ما يتعلق بعدساتك اللاصقة.

- دائماً اغسل يديك بالماء والصابون جيداً وجففهما بمنشفة خالية من الكتان قبل أن تلمس عدساتك.
- لا تستعمل اللوشن والكريمات قبل وضع العدسات. كما يفضل وضع العدسات قبل المكياج. أما المكياج المائي، فهو أقل ضرراً للعدسات من الأنواع التي تحتوي على الزيوت.
- أغض عينيك عند استخدام مثبت الشعر أو البخاخات الأخرى.
- اتبع الإرشادات المذكورة في هذا الكتيب بالإضافة إلى أي نصيحة يقدمها لك أخصائي عيون عن الطريقة المثلى للعناية بالعدسات ووضعها ونزعها وتنظيفها وتعقيمها وحفظها واستخدامها.
- لا تضع العدسات لمدة تزيد عن تلك المذكورة في الوصفة الطبية.

تحذيرات – أمور يجب أن تعرفها عن استخدام العدسات اللاصقة

من الضروري اتباع إرشادات أخصائي العيون لاستخدام العدسات اللاصقة بشكل صحيح. لذا ننصحك باتباع الإرشادات التالية المتعلقة بكيفية الاستخدام الصحي للعدسات:

- مشاكل العدسات اللاصقة أو منتجات العناية بالعدسات قد تؤدي إلى إصابة خطيرة للعين. يجب أن نخبر من أن الاستخدام السليم للعدسات اللاصقة ومنتجات العناية بالعدسات ، بما في ذلك حالات العدسات، ضرورية للاستخدام الآمن لهذه المنتجات.
- مشاكل العين ، بما في ذلك قرحة القرنية، التي لا يمكن أن تتطور بسرعة مما يؤدي إلى فقدان الرؤية أظهرت الدراسات أن مخاطر مشاكل العين ، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي أكبر لمستخدمي العدسات اللاصقة الممتدة من للمستخدمين ارتداء اليومي.
- عندما يرتدي المستخدم يومياً عدساتهم طوال الليل (خارج عن داعي الاستعمال المعتاد)، يتعرض لخطر مشاكل العين ، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي الخطر الكلي لمشاكل العين يكون أكبر من أولئك الذين لا يرتدونها أثناء النوم، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي قد يقل عند الالتزام بعناية بالتوجيهات اللازمة للعناية بالعدسات ، بما في ذلك تنظيف حالة العدسة أظهرت الدراسات أن مخاطر مشاكل العين ، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي بين مستخدمي العدسات اللاصقة الذين يدخلون أكبر من غير المدخنين.
- إذا احسست بأي إزعاج، زيادة في إفراز الدموع، تغيير في الرؤية، احمرار في العين أو أي مشاكل أخرى، عليك نزع العدسات على الفور والاتصال بأخصائي العيون الخاص بك.
- ينصح بزيارة أخصائي العيون الخاص بك بشكل منتظم.
- لا تعرض العدسات اللاصقة للماء خلال السباحة، أو أية رياضات مائية أخرى أو خلال الاستحمام، إذ يمكن أن يزيد من خطر التعرض للتهاب حاد في العين بسبب الكائنات الدقيقة والذي قد يؤدي إلى فقدان البصر. إذا تعرضت العدسات للماء، يجب على المريض التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة. ويجب استشارة أخصائي العيون لينصح المريض بالعدسات المناسبة للنشاطات المائية.
- لا تقم بإعادة استخدام المحلول القديم في حافظة العدسات أو "التزويد عليه" نظراً لأن إعادة استخدام المحلول تقلل من التطهير الفعلي للعدسات وقد تؤدي إلى التهاب شديد، أو فقدان الرؤية، أو العمى. "التزويد عليه" يعني إضافة محلول جديد للمحلول القديم بحافظة العدسات.
- تخلص من أي محلول متبقي بعد الفترة الزمنية الموصى بها والمشار إليها على زجاجة المحلول متعدد الاستخدامات والمستخدم لتطهير وفتح العدسات اللاصقة. يشير تاريخ التخلص من المحلول إلى الوقت الذي يمكنك فيه استخدام منتج العناية بالعدسات اللاصقة بأمان بعد فتح الزجاجة. وهو ليس نفسه تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث أن تاريخ انتهاء الصلاحية هو آخر تاريخ يصلح فيه استخدام المنتج قبل فتح الزجاجة.
- يمكن أن يؤدي استخدام المحلول متعدد الأغراض بعد تاريخ التخلص منه إلى تلوث المحلول ويمكن أن يؤدي إلى التهاب شديد، أو فقدان البصر، أو العمى. لتجنب التلوث، لا تجعل طرف الزجاجة يلامس أي سطح. قم بوضع الغطاء بعد الاستخدام. لا تنتقل المحلول إلى زجاجات أو عبوات أخرى.
- لا تقم بتخزين العدسات في الماء أو شطف حافظة العدسات بالماء أو أي محلول غير معقم. استخدم فقط المحلول متعدد الأغراض الجديد حتى لا تلوث العدسات أو حافظة العدسات. يمكن أن يؤدي استخدام محلول غير معقم إلى التهابات شديدة، أو فقدان البصر، أو العمى.

الأثار الجانبية

يجب إحاطة علم العملاء بأن المشاكل الآتية قد تحدث عند ارتداء العدسات اللاصقة .

- قد يكون هناك شعور بحرقان أو وخز و/أو شعور بضرورة حك العين.
- قد ينتاب العميل الشعور بعدم الارتياح عندما يتم تركيب العدسات للمرة الأولى .
- قد يكون هناك شعور بشيء ما في عينيك.
- ومن المحتمل حدوث قصور مؤقت في الرؤية نتيجة للرشح الطرفي وفرح بالقرنية الطرفية وتاكل للقرنية، ومن المحتمل أيضاً ظهور علامات فيسيولوجية أخرى، مثل الاستلقاء الموضعي أو العام وتمدد الشبكية الدموية داخل القرنية وبقع القرنية وحقق واضطرابات بالجلف والتهايات القرزحية والملتحمة، التي تكون بعضها مقبولة من الناحية الإكلينيكية عند اقتصرها على مستوى محدود.
- قد يكون هناك قدر زائد من الدموع أو إفرازات غير معتادة من العين أو احمرار بالعين.
- وقد يحدث ضعف لحدة الإبصار وعدم وضوح الرؤية وبثينة أقواس قزح أو حالات حول الأشياء أو رهاب الضوء أو جفاف العين إذا ما تم ارتداء العدسات باستمرار أو تم ارتداؤها لمدة طويلة.

ACUVUE® OASYS® BRAND CONTACT LENSES WITH HYDRACLEAR® PLUS خلال الاستخدام العلاجي للعدسات اللاصقة تحدث بعض الآثار السلبية أثناء الاستخدام العلاجي نظراً لوجود مرض، أو إصابة أصلية بالعين أو قد يكون ذلك من آثار استخدام العدسات اللاصقة. وربما يتفاقم المرض أو تستغل الإصابة عند استخدام العدسات اللاصقة المرنة للعلاج في العين المصابة بالمرض بالغل. ويجب توجع المريض إلى تجنب إحداث ضرر جسيم بالعين وذلك من خلال الاتصال بأخصائي العيون على الفور إذا زادت الأعراض عند استخدام العدسات

في حالة حدوث أي من الأعراض السابقة فلا بد أن هناك حالة من الحالات الخطرة مثل العدوى أو التهاب القرنية التقرحي أو لتوسع الأوعية الدموية بالقرنية أو التهاب القرزحية. يجب أن تتوجه لأخصائي العيون المتابع لحالتك فوراً حتى يتم تحديد أسباب المشكلة وتشخيصها وعلاجها لتجنب حدوث أضرار جسيمة بالعين

التعرف على المشاكل وماذا تفعل

يجب أن يتم إصدار تعليمات للمريض بضرورة إجراء الاختبار الذاتي المكون من ثلاثة أجزاء مرة في اليوم على الأقل. كما يجب أن يسأل المرضى أنفسهم

- كيف هو احساس العدسات عندما تكون على عيني؟
- كيف تبدو عيني؟
- هل لاحظت تغيراً في قوة إبصاري؟

إذا ما أبلغ المريض عن وجود أي مشكلة، فيجب إخباره بنزع العدسات على الفور. فإذا توقفت حالة عدم الارتياح أو انتهت المشكلة فيجب على المريض عندئذ أن يتفحص العدسات عن قرب. في حالة اكتشاف إصابة العدسات بأي ضرر، فيجب ألا يعيد وضع نفس العدسات مرة أخرى على عيني. كما يجب على المريض التخلص من هذه العدسات ووضع عدسات جديدة. إذا استمرت المشكلة بعد إدخال العدسة الجديدة. أزل فوراً العدسات واتصل بأخصائي العيون .

يجب على أخصائي العيون الخاص بك تحديد العدسات المناسبة لك وجدول استبدالها، اعتماداً على تاريخ صحة عينيّك وفحص القرنية. نحن نؤكد أن الاستبدال المتكرر لعدساتنا يوفر الصحة ويحقق أفضل أداء.

الاستخدام اليومي للاستعمال المتكرر

الاستخدام اليومي - يتم وصف العدسات اللاصقة أكوفيو للاستبدال متكرر - لإمكانية استبدالها يومياً (أقل من 24 ساعة، خلال النهار دون النوم بها)، ومن ثم يتم التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة كل أسبوعين.

يتم وصف العدسات اللاصقة أكوفيو® VITA للاستخدام اليومي - لإمكانية استبدالها يومياً (أقل من 24 ساعة، خلال النهار دون النوم بها)، ومن ثم يتم التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة كل شهر.

كل العدسات اللاصقة أكوفيو للاستخدام اليومي عندما يتم وصفها - يجب أن يتم العناية بها وتنظيفها وغسلها وتعقيمها في كل مرة تنزعها أو تضعها من جديد، مستخدماً محلول التعقيم الخاص بها فقط.

للاستخدام أثناء النوم

توصف العدسات اللاصقة أكوفيو للاستخدام أثناء النوم (أكثر من ٢٤ ساعة، حتى أثناء النوم) كما هو مبين في الجدول 1. يمكن استخدامها باستمرار لغاية ٧ أيام / ٦ ليال دون الحاجة إلى نزعها، بعد ذلك يجب نزعها والتخلص منها فوراً. أخصائي العيون الخاص بكم سوف يحدد إذا كان يمكنكم استخدام هذه العدسات أو لا، أثناء النوم بعد نزعها. وعند استخدامها بهذه يمكنك، فلن تتطلب منكم تنظيفها وتعقيمها.

في البداية، ينصح باستخدام العدسات للاستخدام اليومي (لمرة واحدة)، فإذا كانت مريحة، حينها يمكنكم، تدريجياً، الانتقال لتجربة استخدام العدسات لفترات أطول وأثناء النوم، كما ينصحكم أخصائي العيون.

بعد نزع العدسات، ينصح بعدم وضعها مجدداً على الفور، لمنح العين فترة من الراحة خلال الليل أو أكثر.

عندما تستخدمها لتصحيح البصر، لا تستخدم العدسات اللاصقة أكوفيو عندما يكون لديك أيّاً من الحالات المذكورة أدناه:

- التهاب أو عدوى داخل أو حول العين أو الجفون.
- أمراض أو إصابات العين أو اختلال وظائف العين التي تؤثر على القرنية أو الملتحمة أو الجفون.
- أي تشخيص لحالة مسبقة قد تجعل من وضع العدسات اللاصقة غير مريح.
- جفاف العين الشديد.
- نقص الحس القرني (نقص حساسية القرنية).

• في حالة وجود أي مرض نظامي قد يؤثر على العين أو يتفاقم نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة.

• الآثار الناتجة عن الحساسية بأسطح العين أو الأجزاء المرتبطة بها والتي يمكن أن تهيج أو تتفاقم نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة أو استخدام محاليل العدسات اللاصقة.

• الحساسية لأحد المكونات مثل الزئبق أو الثيمبروسال الموجود بالمحلول المستخدم في العناية بالعدسات التي تم وصف استخدامها استناداً إلى جدول الإستعمال المتكرر.

• أي عدوى نشطة بالقرنية (بكتيرية، فطرية، أولية، فيروسية).

• احمرار أو تهيج العين.

وللأغراض العلاجية، قد يقوم أخصائي العيون الخاص بك بوصف العدسات اللاصقة من أجل المساعدة في علاج بعض الحالات البصرية التي قد يكون من بينها الحالات المذكورة أعلاه.

ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses اللامعة

تحذير: جميع عدسات ACUVUE® Brand Contact Lenses توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية وذلك للمساعدة علي الحماية من انتقال الاشعاعات الفوق البنفسجية الضارة الي القرنية والي داخل العين.

العدسات اللامعة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية لا تحل محل الوسائل الخاصة المقاومة لتلك الأشعة مثل النظارات الواقية أو النظارات الشمسية. لأنها لا تغطي كامل العين والمنطقة المحيطة بها. لذلك، عليكم الاستمرار في استعمال النظارات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية التي وصفت لكم.

ملاحظة:

يعتبر التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية أحد العوامل المسببة لحالة المياه البيضاء. ويعتمد على عدة عوامل منها الظروف البيئية (الارتفاع عن سطح البحر، جغرافية المنطقة، الغيوم التي تغطيها) وعوامل شخصية (طبيعة ومدة النشاطات في الأماكن المفتوحة). العدسات اللامعة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية توفر لكم الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، على أي حال. لم يتم إجراء دراسات سريرية تبين وجود دور لاستخدام العدسات اللامعة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية في الحد من حالات المياه البيضاء أو أي اضطرابات أخرى في العين، لمزيد من المعلومات، استشر أخصائي العيون.

مصممة للاستخدام اليومي أو الاستخدام المتواصل وخلال النوم لتصحيح ضعف البصر (قصر النظر وطوله) لدى الأشخاص الذين يعانون من انعدام العين الطبيعية مع خلو عيونهم من الأمراض وتبلغ نسبة اللابؤرية (الاستجماتيزم) لديهم D1.00 أو أقل.

العدسات اللامعة ACUVUE® OASYS with Transitions™ هي عدسات لامعة فوتوكرومية مخصصة أيضًا لتخفيف الضوء الساطع حيث أنها تحتوي على مادة فوتوكرومية مضافة تمتص الضوء المرئي بشكل قوي.

أما العدسات اللامعة ACUVUE® OASYS® BRAND CONTACT LENSES WITH HYDRACLEAR® PLUS و ACUVUE® 2® فهي أيضًا مصممة لفترات متواصلة.

العدسات اللامعة للاستجماتيزم ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM مصممة للاستخدام اليومي أو الإستعمال المتكرر لتصحيح ضعف البصر (قصر النظر وطوله) لدى الأشخاص الذين يعانون من انعدام عدسة العين الطبيعية مع خلو عيونهم من الأمراض ويعانون من (اللابؤرية).

أما العدسات اللامعة ACUVUE® OASYS® BRAND CONTACT LENSES FOR ASTIGMATISM WITH HYDRACLEAR® PLUS فهي أيضًا مصممة للاستخدام اليومي أو لفترات متواصلة وأثناء النوم.

والعدسات اللامعة ACUVUE® Brand CONTACT LENSES FOR PRESBYOPIA مصممة للاستخدام اليومي أو لفترات متواصلة وأثناء النوم لتصحيح النظر عن قرب والمسافات البعيدة للأشخاص ذو البصر الشيخوخي الذين لديهم أعين صحية بدرجة 0.75 D أو أقل من الاستجماتيزم (اللابؤرية).

كما أن العدسات اللامعة ACUVUE® OASYS® BRAND CONTACT LENSES مصممة للاستخدام العلاجي كعدسة ضامة لبعض حالات مشاكل القرنية.

لمزيد من المعلومات، يرجى استشارة أخصائي العيون يجب الا تحاولوا أبدًا معالجة أنفسكم بالعدسات اللامعة أو أية أدوية للعيون لأي حالة دون الرجوع إلى أخصائي العيون الخاص بكم.

كما هو الحال مع أي عدسات لاصقة، تعد ACUVUE® Brand Contact Lenses أجهزة طبية. وتمثل المتابعة المستمرة عن طريق أخصائي العيون وإجراء فحص العيون على نحو دوري أمرًا عامًا لضمان الحماية المستمرة لصحتكم وبصركم.

للحفاظ على صحة عينيك من المهم جدًا اتباع إرشادات الاستخدام كما تم وصفها من أخصائي العيون الخاص بك. هو أو هي سوف يراجع معك جميع المخاطر التي يمكن أن تصاحب ارتداء العدسات اللاصقة وسوف يقدم لك التعليمات اللازمة للتعامل والعناية بالعدسات والتي تشمل كيفية فتح العلبة بكل أمان ويسر. وسوف تتعلم كيفية وضع وإزالة العدسات بطريقه صحيحة

في حالة وجود أي اسئلة لديك دائما توجه بها الي اخصائي العيون الخاص بك.

5	المقدمة
6	الهدف من الاستخدام
8	جدول الاستخدام
10	موانع الاستخدام
11	تحذيرات - أمور يجب أن تعرفونها عن استخدام العدسات اللاصقة
12	الآثار الجانبية
13	فحص السلامة
14	عادات النظافة
15	تغليف العدسات
16	وضع العدسات اللاصقة
17	وضع العدسة على العين
18	وضع العدسة في وسط العين
19	التعامل مع العدسة الملتصقة (التي لا تتحرك)
19	التعامل مع العدسة الجافة
20	نزع العدسات اللاصقة
21	العناية بالعدسات اللاصقة
23	العناية بعلبة العدسات
23	في حالة لم يعد لديكم عدسات
24	إرشادات للرؤية الأحادية والمتعدده للعين
25	معلومات إضافية هامة
27	ملخص عام
27	الإبلاغ عن الآثار الجانبية
28	وصفتكم الطبية

إن الرموز المبينة أدناه قد تكون موجودة على الغلاف أو علبة العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses

الرمز	التعريف	الرمز	التعريف
	اخذ، راجع نشرة التعليمات	MID / M	إضافة "متوسطة"
	المصنع	HGH / H	إضافة "أعلى"
	تاريخ التصنيع	CE 2797	رمز نظام شهادة الجودة مع الرقم المرفق لمكتب التحقق المانح لعلامة الجودة الأوروبية
	صالح حتى تاريخ (تاريخ انتهاء الصلاحية)		حجب الأشعة فوق البنفسجية
	رمز المجموعة		الرسم المدفوعة لإدارة النفايات
	معمقة باستخدام حرارة البخار		تحذير: يحظر القانون الفيدرالي الأوروبي بيع هذه الأداة إلا بواسطة الطباء المرخصين أو الممرضين أو بأمر منهم
DIA	القطر		اتجاه العدسات الصحيح
BC	الانحناء الخلفي		اتجاه العدسات غير صحيح (العدسات مقلوبة)
D	الديوبتر (وحدة قياس قوة العدسة)		"علامة التعريف" لأوراق الشحن والتغليف
CYL	قوة أسطوانة العدسات		"علامة التعريف" للمواد المركبة
AXIS	المحور		تخفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة
1-MONTH	استبدال بعد شهر واحد		
EC REP	الوكيل المعتمد في المجتمع الأوروبي		
	لا تستخدم في حالة تلف العلبة		
MAX ADD	أعلى إضافة قريبة يمكن تصحيحها		
LOW	إضافة "أخفض"		

يتعلق هذا الدليل للاستخدام بال عدسات اللاصقة التالية من ACUVUE® Brand Contact Lenses التي هي مبينة في الجدول 1 والمذكورة بإسمها إلا إذا نص على غير ذلك.

الجدول 1			
نوع العدسات واسم العلامة التجارية			
نوع العدسات	العلامة التجارية	نوع العدسات	العلامة التجارية
نوع العدسات	العلامة التجارية	نوع العدسات	العلامة التجارية
العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses مع التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية			
1	اينافيلكون أ	●	●
2	سينوفيلكون أ	●	●
2	سينوفيلكون ج	●	●
2	سينوفيلكون أ	●	●
العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses للأستجماتيزم - مع التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية			
2	سينوفيلكون أ	●	●
العدسات اللاصقة من النوع PRESBYOPIA التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية			
2	سينوفيلكون أ	●	●

محلل التعبئة

- 1 محلل بورات ملحي متعادل
- 2 محلل بورات ملحي مع مثيل ايثر سيليلوز

المحتويات

- 1 تحتوي على السيليكون ومتوافقة مع الدرجة الأولى من مقاييس امتصاص الأشعة فوق البنفسجية مع إمكانية وصول أقل من 1% للأشعة فوق البنفسجية B (nm280-315) و 10% للأشعة فوق البنفسجية A (nm380-316). وجميع منتجات أكوفيو الأخرى تتوافق مع الدرجة 2 من مقاييس امتصاص الأشعة فوق البنفسجية مع إمكانية وصول أقل من 5% من الأشعة فوق البنفسجية B و 50% من الأشعة فوق البنفسجية A. تحتوي مواد العدسة على مادة فوتوكرومية* مضافة تمتص بضعة الضوء المرئي في المدى من 380 نانومتر إلى 780 نانومتر يحد أدنى 84% من النفاذية في الحالة المعطلة (المغلقة) ويحد أدنى 23% من النفاذية في الحالة النشطة (المفتوحة) بحسب سمك العدسة ومستوى الأشعة فوق البنفسجية الممتصة والأشعة المرئية العالية (HEV).

1. يتم تعريف الفوتوكروم على أنه تغيير يمكن مكنه في اللون أو الظل عند تعرضه لأنواع محددة من الضوء بكميات كافية. في حالة عدم وجود ضوء تنشط، يعود اللون لشفاف.

للاستخدام اليومي
(الاستخدام المتكرر)
للاستخدام أثناء النوم

دليل المستخدم

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE
2797